



Anius®

Dispositivo medico monouso sterile per il lavaggio o l'irrigazione rettale con soluzione fisiologica sterile.



Quando e perché usare Anius:

- stitichezza;
- meteorismo (gonfiore addominale);
- svuotamento dell'ampolla rettale (disintossicazione e depurazione);
- per favorire l'evacuazione delle feci;
- indicazione medica.

Caratteristiche del dispositivo

- 1) l'ugello terminale si adatta allo sfintere anale in modo da impedire che la soluzione esca all'esterno durante tutta l'operazione di lavaggio;
- 2) l'ugello è provvisto di 3 aperture di cui 1 nella parte superiore e 2 laterali.
- 3) la lunghezza del tubo permette di eseguire tutta l'operazione di lavaggio in modo dolce e atraumatico e comodamente seduti sul water-closet.



Confezione:

- n° 4 dispositivi medici per l'irrigazione rettale
- n° 4 sacche di soluzione fisiologica sterile



Purling S.r.l.

48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 34734

www.purling.tv - e-mail: info@purling.tv